

## السادة الأطباء والزملاء الأعزاء:

يسرنا أن نقدم لحضراتكم العرض الفني لجهاز يمثل خلاصة عقود من الخبرة اليابانية في مجال التشخيص المخبري، الإصدار الأحدث من أجهزة الدمويات الثلاثي صنع الشركة اليابانية الموثوقة عالميا Nihon Kohden

### Celltac α (MEK-1301/1302)

#### Automated Hematology Analyzer



 **NIHON KOHDEN**

## ✦ لمحة عن الشركة الصانعة:

شركة **Nihon Kohden** اليابانية، تأسست عام 1951، تعد من الشركات الرائدة عالميًا في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، مع تركيز قوي على التشخيص المخبري (In-Vitro) (Diagnostics - IVD) تبرز الشركة بتقديم حلول متكاملة تشمل أجهزة العد الدموي الكامل (CBC)، أجهزة تحليل سرعة ترسيب الدم (ESR)، وأنظمة مراقبة الجودة. بدأت **Nihon Kohden** بإنتاج أجهزة الدمويات مثل **MEK-6318** التي قدمت أداءً موثوقًا في العد الثلاثي لخلايا الدم البيضاء. مع مرور الوقت، طورت طرازات مثل **MEK-6400** و **MEK-6500** لتعزيز الدقة، وسرعة التحليل، وإمكانيات الربط مع أنظمة مختبرية مثل LIS. في أحدث أجهزتها، مثل سلسلة **Celltac α** بما فيها **MEK-1301** و **MEK-1305**، طبقت تقنيات متقدمة لتقليل الأخطاء وتحسين نتائج التشخيص. بفضل هذه التحديثات، أصبحت أجهزة **Nihon Kohden** خيارًا مفضلًا للمخابر التي تبحث عن دقة عالية، سرعة في النتائج، وسهولة في التشغيل، مع ضمان جودة مستمرة في التشخيص المخبري.



## ✦ لمحة عامة عن الجهاز:

جهاز **Celltac α MEK-1301/1302** من شركة Nihon Kohden هو محلل دم ثلاثي التفريق (3-Part CBC) يتميز بالدقة العالية وسرعة تصل إلى 60 تحليل/ساعة، مع تقنية DynaHelix Flow لعد أكثر استقراراً. يتوفر بنموذجين MEK-1301: بوضع Open ، و MEK-1302 بوضعي Open و Closed مع ميزة ثقب الأغشية لسلامة التشغيل. يدعم 20 بارامتر تقريرياً، شاشة لمس، ونظام إدارة كواشف ذكي، مما يجعله مثالياً للمختبرات الصغيرة والمتوسطة.



MEK 1302 Open and closed mode




MEK 1301 Open mode

## ✦ الميزات الرئيسية:

**دقة النتائج:** يعتمد على تقنية DynaHelix Flow التي تضمن عدّاً ثابتاً وموثوقاً لخلايا الدم.  
**السرعة:** إنجاز حتى 60 تحليل CBC في الساعة، مما يدعم ضغط العمل اليومي بكفاءة.  
**سهولة الصيانة:** تصميم مبسّط بواجهة تشغيل ذكية، مع نظام تنظيف تلقائي وتقارير صيانة مدمجة.  
**الدعم الفني:** توفر الشركة شبكة دعم فني مع تدريب مستمر وضمان جودة الخدمة.  
**الجودة:** تصنيع ياباني بمعايير صارمة، مع نظام مراقبة جودة داخلي (QC) متكامل.  
**السعر مقابل الأداء:** جهاز يوفّر قيمة ممتازة مقابل تكلفته، مقارنة بالأجهزة المماثلة في فئته.

## □ آلية عمل الجهاز:

تعمل تقنية **DynaHelix Flow** على محاذاة خلايا RBC و PLT بدقة عالية في حساب الممانعة باستخدام (Hydrodynamic-Focused Sheath Flow) قبل المرور من Aperture. بالإضافة إلى ذلك، تمنع إعادة دخول خلايا الدم التي تم عدها إلى Aperture باستخدام تيار DynaHelix Flow الفريد. تعمل هذه التقنية حديثاً على تحسين دقة العد بشكل كبير.



## □ حساب البارامترات الأساسية:

- عدّ WBC ، RBC ، PLT باستخدام تقنية **Electric Impedance** المدعومة بتكنولوجيا **DynaHelix Flow**، التي ترتّب الخلايا بدقة عبر تيار موحد لتقليل التداخل وتحسين دقة العدّ.
- قياس **HGB الهيموغلوبين**: باستخدام الطريقة اللونية (**Colorimetric Method**) ، وهي طريقة طيفية دقيقة لقياس تركيز الهيموغلوبين في العينة.
- حساب **HCT الهيماتوكريت**: يتم حسابه آلياً من رسم توزيع حجم كريات الدم الحمراء (**RBC Histogram**)
- الصيغة: **WBC (3-Part Diff)** يتم حسابه استناداً إلى رسم توزيع كريات الدم البيضاء (**WBC Histogram**) ، دون الحاجة لصبغات أو تفاعلات إضافية.

## □ منحنيات التوزيع:

يقوم الجهاز ببناء منحنيات التوزيع للكريات الحمر والبيض والصفائح وإظهارها على شاشة ملونة تتميز بالوضوح، والدقة ويقوم بطباعتها أتماتيكياً عند وصل الجهاز إلى طابعة خارجية أو في حال وجود طابعة مدمجة مع الجهاز (خيار إضافي).

## المواصفات الفنية:

### البارامترات

- 20 بارامتر تقريرياً: مثل WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV/SD, PLT, MPV, PDW وغيرها
- 4 بارامترات بحثية: تشمل P-LCC, RDWI, Mentzer Index, NLR

### العرض والتنبيهات

يساعد النظام اللوني الفريدة الموجهة للمستخدم على تحسين كفاءة تدفق العمل بشكل كبير وزيادة الإنتاجية لتقارير الاختبار واتخاذ القرارات السريرية بشكل **Smart ColoRerun Assist** على فهم سبب إعادة عملية القياس، من خلال إظهار الرسائل الملونة.

Sample ID	WBC	LY	MPV
001	1.43	0.47	131.94
002	0.04	1.247	131.94
003	0.38	1.247	131.94
004	4.05	1.247	131.94
005	13.63	1.247	131.94
006	41.53	1.247	131.94
007	88.8	1.247	131.94
008	259.7	1.247	131.94
009	32.5	1.247	131.94
010	12.5	1.247	131.94
011	44.4	1.247	131.94
012	210.7	1.247	131.94
013	0.18	1.247	131.94
014	8.4	1.247	131.94
015	16.1	1.247	131.94
016	44.0	1.247	131.94

**اللون الأصفر - قيمة حرجة: (Panic Value)**  
تعني أن نتيجة التحليل خرجت بشكل كبير عن القيم المرجعية ويجب إبلاغ الطبيب بها فوراً.

Sample ID	WBC	LY	MPV
001	7.38	0.23	131.94
002	0.20	1.247	131.94
003	4.05	1.247	131.94
004	13.63	1.247	131.94
005	41.53	1.247	131.94
006	88.8	1.247	131.94
007	259.7	1.247	131.94
008	32.5	1.247	131.94
009	12.5	1.247	131.94
010	44.4	1.247	131.94
011	210.7	1.247	131.94
012	0.18	1.247	131.94
013	8.4	1.247	131.94
014	16.1	1.247	131.94
015	44.0	1.247	131.94

**اللون البرتقالي - بيانات غير دقيقة محتملة:**  
تشير إلى احتمال وجود خطأ في نتيجة التحليل بسبب حالة غير مناسبة للعينة (مثل تجلط أو تحلل) أو خلل في إجراء القياس.

Sample ID	WBC	LY	MPV
001	7.38	0.23	131.94
002	0.20	1.247	131.94
003	4.05	1.247	131.94
004	13.63	1.247	131.94
005	41.53	1.247	131.94
006	88.8	1.247	131.94
007	259.7	1.247	131.94
008	32.5	1.247	131.94
009	12.5	1.247	131.94
010	44.4	1.247	131.94
011	210.7	1.247	131.94
012	0.18	1.247	131.94
013	8.4	1.247	131.94
014	16.1	1.247	131.94
015	44.0	1.247	131.94

**اللون الأحمر - بيانات غير دقيقة محتملة:**  
ناتجة عن خلل تقني في الجهاز أو خطأ في عملية القياس.



## □ الطباعة

- مزود بطابعة اختيارية (Built-in Printer)
- إمكانية الطباعة التلقائية أو حسب الطلب.
- دعم الطباعة على الورق الحراري القياسي (58 مم عرضاً)


## □ الشاشة

- شاشة لمس LCD ملونة عالية الوضوح بحجم 8.4 بوصة.
- واجهة استخدام سهلة تدعم التنقل بين القوائم والنتائج بسرعة.
- عرض الرسوم البيانية (Histograms) والـ Flags بشكل بصري واضح.

## □ الذاكرة والتخزين

- سعة تخزين داخلية تصل إلى 100,000 نتيجة مريض.
- إمكانية البحث حسب الاسم، رقم المعرّف، أو التاريخ.
- دعم تصدير البيانات عبر USB أو الشبكة (LAN).

## □ برنامج ضبط الجودة (Quality Control Program)



- نظام QC داخلي مدمج يدعم: Westgard Rules قاعدة (s2-1، s2-2، ...R-4s) ورسوم بيانية لخط الاتجاه والانحراف المعياري
- يمكن تسجيل QC حتى 3 مستويات: (Low – Normal – High)
- إمكانية إدخال بيانات QC يدوياً أو باستخدام رموز الباركود للكواشف.
- تقارير QC قابلة للطباعة والحفظ.

## □ السلامة الحيوية – نظام ثقب الأغشية (Cap Piercing)

جهاز MEK-1302 مزود بآلية مدمجة لثقب أغشية أنابيب الدم مباشرة، دون الحاجة لفتحها يدوياً.  
هذا النظام يوفر:

- حماية فعالة لأخصائين التحاليل من خطر التعرض للعدوى المنقولة بالدم.
- سلامة تشغيل عالية في بيئة المختبر، خصوصاً خلال الأوقات الحساسة مثل فترات انتشار الأوبئة (كوفيد-19 مثلاً).
- يقلل من التعامل اليدوي مع العينات، مما يعزز إجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية.

## □ إدارة الكواشف Reagent Management

جهاز Celltac α مزود بنظام ذكي لإدارة الكواشف يهدف إلى ضمان الدقة وتتبع الأداء، ويشمل:

- تعريف الكواشف تلقائياً باستخدام رموز باركود مدمجة على كل عبوة.
- مراقبة تاريخ الصلاحية والكمية المتبقية لكل كاشف، مع تنبيه المستخدم عند الاقتراب من النفاذ أو الانتهاء.
- ربط كل نتيجة مخبرية بدفعة الكواشف المستخدمة (Reagent Lot Traceability) لضمان التتبع الكامل.
- يدعم كواشف أصلية من نوع :

>> Diluent: Isotonac 3 or Isotonac 4.

>> Hemolysing reagent: Hemolynac 310.

>> Detergent: Cleanac 710, Cleanac 3.

هذا النظام يساهم في الحفاظ على جودة التحاليل وتقليل أخطاء التشغيل، كما يساعد في ضبط التكاليف وتحسين إدارة المخزون في المختبر .

## □ حجم العينة المطلوب

- الوضع الطبيعي: (Normal Mode)
  - تحليل CBC + تفريق WBC ثلاثي 20 ميكروليتر (μL)
- وضع التخفيف المسبق: (Predilution Mode)
  - تحليل CBC باستخدام عينة مخففة 10 أو 20 ميكروليتر (μL)
- الوضع الشعيري: (Capillary Mode)
  - تحليل CBC من عينة شعيرية (Finger prick) 20 ميكروليتر (μL)

## □ مجال القياس

WBC: 0.00 - 99.99 x 10<sup>3</sup>/μL, 0.00 - 299.90 x 10<sup>3</sup>/μL (High dilution mode).

RBC: 0.00 - 9.99 x 10<sup>6</sup>/μL.

HGB: 0.00 - 29.90 g/dL.

HCT: 0.0 - 99.9%.

MCV: 20.0 - 199.0 fL.

MCH: 10.0 - 50.0 pg.

MCHC: 10.0 - 50.0 pg.

PLT: 0.0 - 1490.0 x 10<sup>3</sup>/μL.

## □ التكرارية والخطية

– التكرارية:

WBC: 2.0% or less (WBC:  $4.00 \times 10^3/\mu\text{L}$  or more).

RBC: 1.5% or less (RBC:  $4.00 \times 10^6/\mu\text{L}$  or more).

HGB: 1.5% or less.

HCT: 1.5% or less.

MCV: 1.0% or less.

MCH: 2.0% or less.

MCHC: 2.0% or less.

PLT: 4.0% or less (PLT:  $100.0 \times 10^3/\mu\text{L}$  or more).

– الخطية:

WBC: Within  $\pm 3.00\%$  or  $\pm 0.30 \times 10^3/\mu\text{L}$  (WBC: 0.20 to  $99.9 \times 10^3/\mu\text{L}$ ).

RBC: Within  $\pm 3.00\%$  or  $\pm 0.08 \times 10^6/\mu\text{L}$  (RBC: 0.02 to  $8.00 \times 10^6/\mu\text{L}$ ).

HGB: Within  $\pm 1.50\%$  or  $\pm 0.20 \text{ g/dL}$  (HGB: 0.10 to 25.0 g/dL).

HCT: Within  $\pm 3.0\%$  or  $\pm 1.0\%$  (HCT: 20.0 to 60.0%).

PLT: Within  $\pm 10.0\%$  or  $\pm 20.0 \times 10^3/\mu\text{L}$  (PLT: 10.0 to  $1490.0 \times 10^3/\mu\text{L}$ ).

(specifications above apply to normal mode)



### المواصفات العامة:



- الأبعاد: 230 W \* 450 D, 428 H mm
- الوزن: 20 kg
- الجهد: 100 to 240 V
- التردد: 50 or 60 Hz
- الاستطاعة: 150 VA
- **External output**: LAN x 1, USB x 2, RS-232C x 3
- الظروف المحيطة: درجة الحرارة: 15 to 30 C°
  - الرطوبة: 30 to 85%
  - الضغط الجوي: 700 to 1060 hpa

نأمل أن ينال عرضنا إعجابكم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مركز الهندسة الطبية

م. غنيم عيد